





SIMULADOR DE ULTRASONIDO ESCROTAL

SKU: MFS628

Categorías: [Imagenología](#), [Simuladores Médicos](#), [Ultrasonido](#), [Ultrasonido Escrotal](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo que permite enseñar y aprender a practicar la ecografía del escroto utilizando un sistema de ecografía, este fantasma está hecho de material equivalente de tejido humano en velocidad de ultrasonido y es anatómicamente correcto con patología básica.

Habilidades:

- Colocación del paciente y preparación para el examen.
- Cribado por ecografía escrotal.
- Visualización de cáncer testicular.

Características:

- Dos tipos de escrotos intercambiables: normal y patológico.
- Excelente calidad de imagen de ultrasonido.

Simulador normal: escroto, testículo, epidídimo y pene.

Simulador patológico: escroto, testículo, epidídimo y pene, cáncer testicular (cada uno en testículo izquierdo y derecho, 10 mm de diámetro).

Contiene:

- 1 Cuerpo pélvico; 1 Escroto normal; 1 Escroto patológico; 1 Estuche de almacenamiento; 1 Manual de instrucciones.