



## SIMULADOR DE VENDAJE RUFUS

---

**SKU:** MFV59

**Categorías:** [Atención Primaria](#), [Especies](#),  
[Simuladores Caninos](#), [Vendaje](#), [Veterinaria](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este modelo de tamaño completo es ideal para habilidades prácticas de laboratorio y para practicar técnicas avanzadas de vendaje. Además de administrar primeros auxilios, el maniquí se puede utilizar para practicar la reanimación boca a hocico. Las articulaciones de la rodilla, el codo, el carpo y el corvejón izquierdos pueden realizar movimientos de 90 °. Las articulaciones de los hombros y las caderas también tienen la flexibilidad de una rotación de 90 °.

Con las nuevas funciones, los usuarios ahora también pueden practicar "Velveau Sling" en la pata delantera derecha y "Ehmer Sling" en la pata trasera derecha.

En resumen, estas son solo algunas de las técnicas de vendaje que los usuarios pueden practicar:

- 90-90- cabestrillo de flexión; Cabestrillo carpiano; Vendaje de Robert Jones; Cabestrillo Velveau; Cabestrillo ehmer; Vendaje de extremidades con estribos; Vendaje del tronco; Vendaje de cola; Vendaje de cadera acolchado; Vendaje de cabeza y orejas.

Viene con cinco pulmones desechables, un cepillo y un estuche de transporte con almohadilla para arrodillarse.