



## SIMULADOR EQUINO PARA PRÁCTICAS DE PÁLPACIÓN DE COLICOS - VENIPUNTURA E INYECCIÓN INTRAMUSCULAR

---

SKU: MFV120

**Categorías:** [Catéteres - Vías Venosas y Arteriales](#), [Especies](#), [Extracción de Sangre](#), [Inyección Intramuscular \(IM\) - Vacunación](#), [Simuladores Equinos](#), [Veterinaria](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Simulador de caballo de cuerpo completo que permite la práctica de palpación rectal/cólicos, venipuntura.

Características del cuerpo del caballo:

- Modelado como un caballo "cuarto de milla".
- Construcción de epoxi / fibra de vidrio reforzada con acero con componentes resistentes al agua para facilitar la limpieza.
- 1,5 m en el hombro y 2,25 m desde el morro hasta la cola. El punto más ancho es de 0,6 m.
- Tracto GI inflable de látex de 5 secciones. Colon ventral derecho e izquierdo, colon dorsal derecho e izquierdo y ciego. Sección de 3 m de intestino delgado con montura.
- Bazo y riñón izquierdo unidos al ligamento renosplénico. Aorta palpable capaz de simular un pulso.
- Útero blando palpable con cuello uterino, uretra y ligamento ancho.
- 3 Juegos de ovarios intercambiables; anestro, estro y estro con folículos.
- Función de abdominocentesis con almohadilla reemplazable; depósito de líquido y línea palpable.
- Viene de serie en negro.

Pintura personalizada disponible por un costo adicional

- Cola artificial removible.
- Panel perineo suave y duradero.
- Réplica de pelvis de poliuretano.
- Recto de vinilo inflable.
- Base de plástico reciclado.

La cabeza se puede quitar del cuerpo del caballo y se puede utilizar como una unidad independiente.entre sus características se incluyen:

- Venipuntura yugular con venas palpables.
- Tubo de vena de látex reemplazable que puede soportar múltiples perforaciones; incluye 5 juegos de venas.
- El sistema mecánico permite presurizar las venas.
- Alimentado por gravedad, no requiere bomba.
- Revestimiento de piel reemplazable, lavable, fácil de quitar y de larga duración con melena.
- Sitio de inyección intramuscular que puede soportar múltiples pinchazos y aceptar inyecciones de líquido.
- Cabezal de silicona suave con orejas flexibles y una anatomía bien representada que ilustra los sitios de inyección facial y acepta una brida.
- Soporte rodante, ajustable en altura, inclinación rostral y rotación de 90 grados

Partes reemplazables que no se incluyen en el paquete para recambio:

- Almohadilla de abdominocentesis; Tracto gastrointestinal ; Panel de perineo con útero equino ; Ovarios; patas; Riñón; Aorta; Venas; Almohadillas intramusculares; Melena y cuero.

[https://www.youtube.com/watch?v=X4DyRHDmH6o&ab\\_channel=vetsimulatorsindustries](https://www.youtube.com/watch?v=X4DyRHDmH6o&ab_channel=vetsimulatorsindustries)