



## SIMULADOR GINECOLÓGICO

---

**SKU:** MFS990

**Categorías:** [Ginecología](#), [Ginecología - Obstetricia](#), [Simuladores Médicos](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El simulador muestra una un realismo de los órganos reproductores femeninos. Permite al médico practicar procedimientos cotidianos como la palpación bimanual, la citología vaginal y el uso del espéculo.

Para cambiar un útero, basta con poner una pequeña cantidad de lubricante en el cuello uterino y deslizar el útero en la cavidad de la parte posterior del modelo hasta que se asiente en la vagina. Así de fácil. Para intercambiar otro útero, simplemente deslice el actual hacia fuera y deslice el que desee.

Está fabricado de un material muy suave, muy elástico y muy duradero. Es fácil de limpiar y siguiendo unas sencillas instrucciones de mantenimiento se garantiza que los modelos duren mucho tiempo. También son fáciles de reparar si se dañan accidentalmente.

Contiene:

- 1 Simulador ginecológico; 1 Útero pequeño; 1 Útero mediano; 1 Útero grande; 1 Útero fibroso; 1 Útero en retroversion; 1 Útero hueco; 1 Útero con quiste ovárico; 1 Manual de instrucciones; 1 USB Stick; 2 G-Clamps.