



SIMULADOR LAPAROSCÓPICO "LAPARO"

SKU: MFS361

Categorías: [Especialidades Médicas](#),
[Laparoscopia](#), [Simuladores Médicos](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



VARIACIONES

Imagen

SKU

Versión



MFS362

Juego Simple



MFS363

Advance

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Entrenador laparoscópico con cámara incorporada y luz LED que puede conectarse a cualquier ordenador. Se proporciona con un entrenador de caja, juego de 6 módulos y 4 instrumentos laparoscópicos.

Versiones:

- Juego Simple.
- Advance.

Ambos posee las siguientes características:

- Instalación fácil y rápida.
- Construcción portátil estable.
- 10 posiciones de trócares diseñadas con precisión.
- 6 módulos de formación incluidos.
- El software permite grabación de vídeo, seguimiento temporal y ajuste de la imagen (compatible con Windows, MacOS, Linux).
- Cámara ajustable con funciones de bloqueo de posición.
- Software con código de licencia disponible en varios idiomas

Módulos de formación incluidos en las 2 versiones:

- Sutura.
- Corte y Sutura.
- Soporte Universal.
- Bandas de Goma.
- Hilado.
- Bolas.

Instrumentos incluidos en ambas versiones:

- Pinza.
- Disector.
- Tijeras.
- Sporte para aguja.

Versión con Juego Simple:

- Ordenador con Pantalla Táctil Grande: No pero se puede conectar a cualquiera.
- Cámara Full HD incorporada y luz LED.
- Posiciones de trócares: 8x5 mm / 2x10 mm.

Versión Advance: Cuenta con las mismas características de la versión con juego simple y adicionalmente;

- Estación con ajuste de altura manual.
- Ruedas estables para fácil transporte.