




SIMULADOR MORTUORIO

SKU: MFS893

Categorías: [Examinación Abdominal](#),
[Habilidades Clínicas](#), [Simuladores Médicos](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo que reproduce con precisión la anatomía humana con tejidos sintéticos de gran realismo, denominados SynTissue®. Estos tejidos se han desarrollado y probado durante las dos últimas décadas para imitar con precisión el aspecto, el tacto y el comportamiento de los tejidos vivos.

Características:

- Sistema vascular inyectable para la formación en embalsamamiento arterial.
- Puntos de acceso reemplazables en la carótida/yugular, vena/arteria radial y vena/arteria femoral.
- Compatible con el ajuste de características cosméticas.
- Cavidad corporal compatible con las técnicas clínicas de embalsamamiento.
- Órganos disponibles como reaprovisionamiento semiestándar.
- Reutilización ilimitada con el cuidado y mantenimiento adecuados.

Equipo de imagen:

El modelo es compatible con equipos de ultrasonidos, fluoroscopia, rayos X y tomografía computarizada.

Equipo quirúrgico:

El sistema es compatible con todos los dispositivos quirúrgicos conocidos, incluidos láseres, ablación por RF, cuchillas de plasma, cuchillas sónicas y criocatóteres, así como dispositivos bipolares, monopolares y armónicos.

Incluye:

Cuerpo completo sin sexo con piel y contenedor.