



SIMULADOR MULTIPROPOSITO PARA ULTRASONIDO N365

SKU: MFS634

Categorías: [Imagenología](#), [Simuladores Médicos](#), [Ultrasonido](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Simulador útil tanto para la evaluación diaria como para la investigación adicional, posee escala de grises para evaluación, objetivos de quiste con cilindros sin resonancia, objetivos de línea para evaluación geométrica que incluyen resolución de rango cercano (zona muerta), resolución axial y lateral están preparados para el escaneo.

Está diseñado para permitir escanear desde las cuatro paredes laterales.

Aspectos técnicos:

- Velocidad sónica: 1432 m / seg a 25 grados centígrados.
- Coeficiente de atención: 0,57 dB / cm MHz a 25 grados centígrados.
- Impedancia acústica: 1,38 rayl a 25 grados centígrados.

Contiene:

- 1 Simulador; 1 Maletín de transporte.