



SIMULADOR OBSTÉTRICO CON BEBÉ

SKU: MFS405

Categorías: [Entrenadores de Parto](#), [Ginecología - Obstetricia](#), [Simuladores Médicos](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo para la práctica obstétrica de las posiciones del feto en el vientre de la madre y su nacimiento.

Habilidades:

- La maniquí del bebé se puede colocar en el modelo en varias posiciones, para que el alumno pueda practicar la palpación a través de la pared abdominal.
- Permite demostrar diferentes posiciones de nacimiento.

Características:

- Basado en una pelvis femenina, con modelo de tamaño natural que presenta todos los puntos de referencia relevantes.
- La vulva se estira durante el procedimiento de parto y luego vuelve a su forma original.
- Pared abdominal removible.

Contiene:

- 1 Modelo de pelvis; 1 Bebé fetal.