


SIMULADOR PARA AUTOEXAMINACIÓN DE MAMA Y TESTICULAR

SKU: MFS435

Categorías: [Autoexaminación - Educación al Paciente](#), [Autoexaminación Testicular](#), [Palpación de Mamas / Cáncer de Mamas](#), [Simuladores Médicos](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Diseñada para minimizar la vergüenza en grupos mixtos, esta pantalla de sobremesa presenta tejido simulado de mama y escroto moldeado en formas genéricas que los espectadores pueden recoger y palpar. Los modelos "Biolike 2" contienen bultos que se pueden palpar utilizando las técnicas correctas para el autoexamen de mamas y testículos. La información en el fondo de la pantalla explica la importancia de la autoconciencia de los senos y el autoexamen testicular, además de proporcionar instrucciones para el autoexamen de los senos y testicular.