



SIMULADOR PARA CUIDADOS DEL PACIENTE


SKU: 100-100

Categorías: [Catéteres - Vías Venosas y Arteriales](#), [Cuidados del Paciente](#), [Inyección Intradérmica - Subcutánea \(SC o SubQ\)](#), [Inyección Intramuscular \(IM\) - Vacunación](#), [Maniqués para Cuidados del Paciente - Enfermería](#), [Simuladores Médicos](#), [Vendaje](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



VARIACIONES

Imagen	SKU	Versión
	100-200	Versión Pro
	100-300	Versión Básica

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Permite la práctica de la mayoría de las aplicaciones de entrenamiento desde la enfermería básica hasta la avanzada, entrenamiento clínico y de emergencia.

Fabricado de plásticos durables a prueba de agua, también es flexible, permitiendo el movimiento natural de los brazos, piernas y articulaciones.

Las secciones de la vejiga y del intestino son completamente a prueba de agua y están conectados a los genitales exteriores para permitir la cateterización. Todos los puntos de inyecciones tienen almohadillas especiales (6 en total) que permite inyecciones repetidas y muchos años de uso. También se incluye un muñón de amputación para practicar las técnicas de vendajes. Para completar este maniquí, contiene un tubo intestinal, catéter, sonda duodenal, talco, vaselina y lubricante.

Permite lo siguientes cuidados:

- Cuidado capilar (lavar, peinar, secar).
- Cuidado postural decúbito y evaluación (estadios 2-4).
- Asistencia y cuidado de heridas (sutura quirúrgica con grapas, laceración y abrasión).
- Síndrome del pie diabético.
- Montaje simplificado.
- Higiene personal, limpieza (prótesis parcial desmontable).
- Elevación, movilización.
- Aplicación de vendaje y curar herida (incluye vendaje de muñón).
- Inyecciones (intramusculares y subcutáneas).
- Lavado naso-gástrico y alimentación por sonda.
- Tratamiento con oxígeno, respiración artificial

Disponible:

- Versión Pro.
- Versión Basica (Se puede ampliar con Kit).

La gran ventaja de la Versión Pro, además de practicar los cuidados antes mencionados, trae consigo los órganos internos y permite otros procedimientos como:

- Lavado nasogástrico.
- Cateterismo (Masculino y Femenino).
- Cuidados de Colostomía.
- Administración de enema.
- Irrigaciones (Intestinos, vejiga, vagina).

