



## SIMULADOR PARA ENTRENAMIENTO DE RCP "BASIC BILLY"

---

**SKU:** 102-500

**Categorías:** [Maniqués para RCP - DEA](#), [RCP - DEA - Emergencias](#), [Simuladores Médicos](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este maniquí de soporte de constantes vitales (BLS) y RCP cuenta con la particularidad de que puede representar 2 tipos de pacientes tanto adulto o niño (aprox. 12 años), esto debido a que únicamente se deben intercambiar los resortes situados en la parte superior del entrenador para dar la retroalimentación y profundidad realista ya sea del adulto (5 cm) o niño (4,5 cm).

El torso cuenta con un dispositivo que permite cumplir con la directiva AHA, para monitorizar la correcta aplicación de procedimientos en el maniquí y está conectado mediante el uso de Apps disponibles de forma gratuita.

Incluye:

- 1 Torso de Maniquí.
- 6 Bolsas pulmonares para paciente adulto.
- 1 Muelle para masaje cardiaco en adultos.
- 1 Mascarilla facial adicional con 1 pieza facial interna y soporte de bolsa pulmonar para practicar la ventilación artificial de forma higiénica.
- 1 Bolsa de transporte con alfombrilla de formación.
- 1 kit de actualización.
- 1 kit complementario con sensor de módulo de respiración conectado.
- 1 Adhesivo de identificación por color.
- 1 Guía de instalación.