



SIMULADOR PARA ENTRENAMIENTO DE RCP "CPRLILLY PRO"

SKU: 102-200

Categorías: [Compatible con Dispositivos Electrónicos e Inteligentes - Acceso a App, Manejo de Vía Aérea - Intubación, Maniqués para RCP - DEA, Otras Agrupaciones, RCP - DEA - Emergencias, Simuladores Médicos](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



VARIACIONES

Imagen

SKU

Versión



102-300

PRO+ Sin Tablet



102-400

PRO+ Con Tablet

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este simulador permite que los instructores y profesionales sanitarios midan, monitoricen y analicen la ejecución de la RCP con hasta 10 estudiantes a la vez, este ayuda a los instructores a mejorar su eficacia y eficiencia en los cursos de RCP al conectarse con la app en un tablet para seguir la ejecución y ofrecer una información objetiva para formación en RCP de alta calidad (app disponible para Apple y Android).

- Disponible en piel clara y oscura.
- Disponible en 2 versiones; con tablet y sin tablet.

También permite que los alumnos vean y supervisen su propio rendimiento en tiempo real con la vista para estudiantes de la app. Las LED colocadas directamente en el cuello del maniquí ofrecen información directa sobre la RCP e indican los parámetros de compresión correctos (profundidad, liberación y frecuencia, todo ello gracias a su QRCP).

Información sobre RCP de calidad:

- Profundidad de compresión.
- Tasa de compresión.
- Fracción de compresión.
- Liberación torácica completa.
- Colocación correcta de las manos.
- Control de tracción de la mandíbula e inclinación de la cabeza.
- Volumen de ventilación adecuado.

Funciones claves para la práctica:

- Información sobre la calidad de RCP con historial de comentarios.
- Ventilación boca a boca y boca a nariz.
- Ventilación con mascarilla facial, mascarilla de bolsillo y BVM.
- Elevación torácica con ventilación adecuada.
- Control de desobstrucción correcta de la vía aérea.
- Pulsos carótidos.
- Capacidad de formar en la colocación de electrodos DEA.
- App gratuita disponible en Google Play e iOS.
- Análisis constante de los parámetros de RCP en hasta 10 maniqués a la vez.
- Posibilidad de revisión individual de la formación en grupo para mayor eficiencia.
- Adaptable a distintos conceptos o escenarios.
- Vista simplificada de información del estudiante en la app.

Características:

- Fácil de limpiar con sistema de vía aérea higiénico.
- Funciona en silencio con un uso de energía eficiente y batería recargable.
- Conexión WiFi estable e interfaz de app intuitiva.
- Maletín de transporte práctico con alfombrilla de formación para una práctica cómoda.

Contenido del paquete:

- 1 Torso de Maniquí.
- 1 Tablet (depende de la versión).
- 1 Cargador y batería.
- 4 Mascarillas faciales inferiores.
- 25 Bolsas de garganta.
- 12 Adaptadores de electrodo DEA.
- 1 Maletín de transporte con alfombrilla de formación.

El dispositivo instrumental de respuesta directa mide la tasa de compresión, profundidad, posición de las manos, retroceso y fracción de compresión torácica, además de proporcionar audio o respuesta visual en tiempo real (o ambos) sobre estas habilidades críticas de RCP.