



SIMULADOR PARA EXAMEN DE ECOGRAFÍA



SKU: MFS620

Categorías: [Imagenología](#), [Simuladores Médicos](#), [Ultrasonido](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



VARIACIONES

Imagen	SKU	Versión
	MFS621	ECHOZY
	MFS622	ABDFAN

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Simulador de ultrasonido que facilita el entrenamiento eficaz en ecografía abdominal con sus propios dispositivos clínicos.

Versiones:

- Versión "ECHOZY" - Sin Patologías.
- Versión "ABDFAN" - Con Patologías.

Patologías "ABDFAN":

- Lesiones hepáticas (quística y sólida).
- Vesícula y cálculos del conducto biliar Tumores pancreáticos (uno invadiendo la vena porta).
- Lesiones Esplénicas.
- Lesiones en ambos riñones, tumor izquierdo suprarrenal.

Habilidades:

- Instrumentación y manipulación de sonda.
- Conceptos básicos de ecografía abdominal:
- Cortes transversales y anatomía ecográfica.
- Demostración ecográfica de cada órgano individual.
- Localización hepática de los segmentos de "Couinaud".

Características:

- Una unidad de práctica para todos los niveles de formación, desde entrenamiento introductorio hasta demostraciones por expertos.
- Cualquier dispositivo de ultrasonido con una sonda convexa puede ser utilizado para práctica en el Simulador.
- Anatomía Hepatobiliar pancreática y otras anatomías abdominales detalladas que cumplen requisitos para un excelente entrenamiento; los ocho segmentos hepáticos de "Couinaud" pueden ser localizados.
- Varias lesiones simuladas que incluyen cálculos biliares y quistes, tumores sólidos (hipoecoico, hiperecoico y apariencia "tiro al blanco") en hígado, páncreas, bazo y riñones.
- Tamaño de órganos cercano a lo real, estructuras y lesiones anormales.
- Materiales del Simulador de larga duración.

Anatomía:

- Hígado (segmentos anatomía, sistemas portal y venoso hepáticos, ligamento redondo y ligamento venoso).
- Tracto biliar (vesícula biliar, conducto cístico, conductos biliares intrahepáticos y extrahepáticos).
- Páncreas (conducto pancreático).

- Bazo.
- Riñones.
- Estructuras vasculares detalladas (aorta, vena cava, arteria celíaca y sus ramas, vena porta y sus ramas vasos mesentéricos superiores, vasos renales, etc.).

Versión "ECHOZY" contiene:

- 1 Simulador de ultrasonido.
- 1 Almohadilla base de posicionamiento.
- 1 Estuche de almacenamiento.

Versión "ECHOZY" Set Completo:

- 1 Simulador.
- 1 Modelo anatómico.
- 1 Almohadilla base de posicionamiento.
- 1 Estuche de almacenamiento.

Versión "ABDFAN" contiene:

- 1 Simulador.
- 1 Almohadilla base de posicionamiento.
- 1 Manual tutorial (DVD).
- 1 Estuche de almacenamiento.
- 1 Manual de instrucciones.

Versión "ABDFAN" Set Completo:

- 1 Simulador.
- 1 Modelo anatómico.
- 1 Almohadilla base de posicionamiento.
- 1 Manual tutorial (DVD).
- 1 Estuche de almacenamiento.
- 1 Manual de instrucciones.

<https://www.youtube.com/watch?v=Ug7Za5AfL-c>