



SIMULADOR PARA FORMACIÓN MÍNIMAMENTE INVASIVA

SKU: MFS364

Categorías: [Especialidades Médicas](#),
[Laparoscopia](#), [Simuladores Médicos](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



VARIACIONES

Imagen

SKU

Versión



MFS365

T5-HD



MFS366

T5 Grande RM 240V

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Completo sistema de formación con invasión, no requiere equipo de vídeo, fácil de configurar y portátil. Incluye un recinto pélvico grande + "SimScope" (cámara) + monitor 10".

Versiones:

- T5-HD.
- T5 Grande RM 240V.

Es muy versátil porque puede usarse para adquirir los rudimentos de laparoscopia o para los procedimientos más avanzados, incluyendo navegación de cámara para un individuo o equipo.

La versión T5 grande permite practicar para adquirir las habilidades de los módulos "FLS®". El recinto pélvico grande incluye 14 puertos laparoscópicos con tomas intercambiables (5 y 10 mm) e iluminación interior.