


SIMULADOR PARA INTUBACIÓN NASOGÁSTRICA (NG)

SKU: MFS481

Categorías: [Alimentación Nasogástrica \(NG\)](#),
[Simuladores Médicos](#), [Soporte Vital](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Diseñado para facilitar el entrenamiento en la inserción adecuada de los tubos de alimentación, este modelo es un molde modelado de 1¼ pulgada de profundidad de la nariz, la boca, la faringe, la tráquea, el esófago y el estómago. El frente de plexiglás permite a los espectadores observar durante las demostraciones del procedimiento. También cuenta con un traqueostoma para aspiración endotraqueal.