



SIMULADOR PARA INYECCIÓN INTRADÉRMICA

SKU: MFS110

Categorías: [Catéteres - Vías Venosas y Arteriales](#), [Inyección Intradérmica - Subcutánea \(SC o SubQ\)](#), [Simuladores Médicos](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este simulador consta de una piel flexible sobre una base arqueada. La condición realista y la apariencia óptica de la piel crean oportunidades de entrenamiento naturales. El simulador tiene seis ubicaciones para el entrenamiento de inyecciones intradérmicas. Si el líquido se inyecta correctamente, se forma una roncha cutánea típica. Esta roncha se puede eliminar simplemente aspirando el líquido en la jeringa. Los estudiantes pueden utilizar cada lugar de inyección varias veces.

Si los sitios de punción están desgastados, la piel se puede reemplazar fácilmente y la base se puede usar nuevamente.