




## SIMULADOR PARA PRUEBA DE CULTIVO NASOFARÍNGEO

---

SKU: MFS466

Categorías: [Otras Agrupaciones](#), [Simuladores Médicos](#), [Toma de Muestra COVID-19](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo de entrenamiento de prueba de hisopo está diseñado específicamente para el entrenamiento y demostración de la prueba de hisopo nasofaríngeo, que se utiliza para el diagnóstico de COVID-19, la gripe y otras infecciones respiratorias virales y algunas bacterianas. El modelo de yeso presenta una cabeza que está ligeramente inclinada hacia atrás para facilitar el acceso a los conductos nasales esculpidos de manera realista, así como un frente de plexiglás transparente que facilita la observación de los procedimientos por parte de los estudiantes. Se puede pasar un hisopo nasofaríngeo a través de la cavidad nasal del modelo hasta la profundidad recomendada para la prueba. Para la demostración de la prueba de estreptococos, se puede insertar un depresor de lengua estándar en la boca del modelo y sobre la lengua, esta fabricado de material sintético "Biolike" flexible y realista . (Los hisopos y los depresores de lengua no están incluidos).