


SIMULADOR PARA PUNCIÓN INTRAMUSCULAR Y DESCANSO PÉLVICO

SKU: MFS109

Categorías: [Catéteres - Vías Venosas y Arteriales](#), [Inyección Intramuscular \(IM\) - Vacunación](#), [Simuladores Médicos](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este modelo a precio razonable de un glúteo adulto de tamaño natural permite entrenar las técnicas de inyección intramuscular. Incorpora una pelvis ósea completa, lo que permite la ubicación de todos los puntos de referencia óseos necesarios para encontrar el lugar de inyección correcto. Se pueden practicar todas las técnicas de inyección habituales. El orificio de perforación se cierra casi por completo, lo que permite múltiples perforaciones antes de que el modelo tenga que ser reemplazado. Los hápticos de punción están cerca del cuerpo humano real. El modelo no está diseñado para inyección de líquido.

Además de las inyecciones intramusculares, el modelo se puede utilizar para la biopsia por punch de la cresta ilíaca, pero sin la extracción de médula ósea y solo varias veces, porque el modelo no tiene partes reemplazables.

Características:

- Hitos huesudo; Tejido blando para una palpación realista; tamaño natural; Sensación de pinchazo realista; Peso ligero, fácil de transportar; Precio razonable; Posibilidad de biopsia por punción.