


## SIMULADOR PARA RECOLECCIÓN DE HISOPADO NASOFARÍNGEO

---

SKU: MW45

Categoría: [Simuladores Médicos](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo diseñado para la práctica y formación de profesionales en el examen de recolección nasofaríngea con hisopo para la detección del virus COVID-19.

Habilidades:

- Formación a los profesionales sanitarios que realicen pruebas de virus por primera vez.

Características:

- Cuando el hisopo alcance la posición correcta en la cavidad nasal, el hisopo se pigmentará en azul.
- Se pueden practicar formas de utilizar el depresor de lengua con hisopos.
- La forma de la cavidad nasal entre la derecha y la izquierda es diferente.
- El producto viene con modelo de sección transversal.

Contiene:

- 1 Modelo principal; 1 Modelo de sección transversal; 1 Jeringa (30ml); 1 Vaso desechable; 10 Hisopos para pigmentar; 1 Manual.