



## SIMULADOR PEDIÁTRICO PARA PUNCIÓN LUMBAR II

---

**SKU:** MFS550

**Categorías:** [Catéteres - Vías Venosas y Arteriales](#), [Habilidades Clínicas](#), [Inyección Espinal - Epidural](#), [Inyección Espinal - Epidural - Lumbar](#), [Simuladores Médicos](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Maniquí para la práctica de procedimientos de punción lumbar pediátrica.

Habilidades:

- Posicionamiento del paciente.
- Puntos de palpación.
- Punción lumbar y colección de CSF.
- Medida de presión CSF.

Características:

- Facilita el entrenamiento en el manejo seguro del paciente.
- Las almohadillas de punción tienen dos profundidades de la médula espinal.
- Puntos anatómicamente correctos proporcionan excelente experiencia práctica.

Contenido:

- 1 Maniquí de bebé (6-7 meses)
- 2 Bloques PL Pediátricos (superficiales)
- 2 Bloques PL pediátricos (profundos)
- 1 Bolsa de Irrigación.
- 1 Base de soporte.
- 1 Jeringa.