



## SIMULADOR PELVIS FEMENINA CON MUÑECA FETO Y PLACENTA

---

**SKU:** MFS175

**Categorías:** [Autoexaminación - Educación al Paciente](#), [Educación Sobre el Embarazo y el Feto](#), [Simuladores Médicos](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Molde natural de pelvis femenina con maniquí feto de tamaño natural fabricado en tela (cabeza de plástico). La cabeza muestra fontanelas anteriores y posteriores palpables. Incluye cordón umbilical y placenta.

Este set es excelente para mostrar el proceso del parto (en bolsa de transporte).