

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El maniquí simula un recién nacido de 25 semanas, el más pequeño y de proporciones más realistas. El maniquí es completamente flexible y ofrece oportunidades de entrenamiento para una serie de procedimientos que se realizan con frecuencia.

Se logra un realismo extraordinario con la postura del bebé prematuro y la falta de tono muscular.

- Invaluable para el entrenamiento de simulación en las técnicas de cuidado y manejo de bebés que requieren múltiples intervenciones médicas en los límites de la viabilidad
- Perfecto para UCIN, equipos de respuesta médica de emergencia, médicos de vuelo, escenarios de código simulado, escuelas de enfermería, escuelas de medicina, hospitales y educación familiar
- Fácil de usar para simulación, no requiere equipo especializado y es compacto y altamente móvil.

Características y funciones:

- Vía aérea, respiración y ventilación.
- Tubo de cobre
- Limpieza y cambio de pañales
- Entrega
- GI
- Acceso IV
- Vigilancia
- Defecto del tubo neural (mielomeningocele)
- Observación y medición
- Escenarios
- Respiración simulada
- Cuidado de piel y heridas
- La piel es muy suave y realista.
- Cuidado del estoma
- Succión
- Ombligo con onfalocele opcional
- Se pueden acoplar al maniquí varios monitores, sensores, electrodos, etc., siempre que sea necesario
- Ventilación

Incluye simulador de micro-prematuros, pañal, gorro (el color puede variar), ombligo, onfalocele, defecto del tubo neural, bloqueo torácico bilateral, bloqueo torácico unilateral, vía respiratoria, jeringa de 3 cc, aguja mariposa de calibre 25, lubricante, sangre en polvo y bulbo y montaje de tubo.

Especificaciones:

- Edad: 25 semanas de gestación, longitud: 30 cm de la cabeza al talón, mano a mano.
- Ancho: 22 cm, circunferencia de la cabeza: 23 cm, profundidad de la cabeza: 8 cm, hombro a hombro.
- Ancho: 10 cm, circunferencia del estómago: 22 cm, ancho de punta a punta: 15 cm, profundidad del torso: 5 cm.
- Peso: 0,91 kg.