



## SIMULADOR QUIRÚRGICO DENTAL CANINO

---

**SKU:** MFV134

**Categorías:** [Atención Dental](#), [Atención Primaria](#), [Emergencia - Cuidados Críticos](#), [Especies](#), [RCP - Manejo de Vía Aérea](#), [Simuladores Caninos](#), [Veterinaria](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características generales:

- Los dientes y huesos simulados están rodeados de encías de goma blanda, con periostio y ligamento periodontal.
- Permite la simulación práctica que incluye bloqueos nerviosos, luxación, elevación y extracción de cualquier diente, así como lengua, epiglotis, esófago y tráquea para permitir el entrenamiento en intubación.
- El maxilar y la mandíbula se reemplazan fácilmente.
- Incluye abrazadera y brazo para fijar el modelo a la mesa.