



SIMULADOR TÉCNICO DENTAL CANINO

SKU: MFV135

Categorías: [Atención Dental](#), [Atención Primaria](#), [Emergencia - Cuidados Críticos](#), [Especies](#), [Imágen](#), [Radiología - Rayos X](#), [RCP - Manejo de Vía Aérea](#), [Simuladores Caninos](#), [Veterinaria](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características generales:

- Los dientes y huesos simulados están rodeados de encías de goma blanda.
- Permite una simulación práctica que incluye escalado manual y ultrasónico, sondeo, bloqueos nerviosos, así como lengua, epiglotis, esófago y tráquea para permitir el entrenamiento en intubación.
- El maxilar y la mandíbula se reemplazan fácilmente
- El modelo viene con abrazadera y brazo, y dos juegos de mordazas:
 - 1- Un juego con acumulación de cálculo para escalar
 - 2- Un juego de mandíbulas radiodenso para practicar técnicas de posicionamiento para radiografías*

* El equipo de rayos X tiene encías con ligamento periodontal.