



SISTEMA MANUAL DE BOMBEO DE SANGRE CON DEPÓSITO - MOCHILA

SKU: MFS213

Categorías: [Heridas Simuladas - Moulage](#),
[Simuladores Médicos](#), [Soporte Vital](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este módulo de suministro de sangre se adapta perfectamente a moulages de heridas con función de sangrado (consultar que modelos). El depósito de la mochila contiene hasta 3 litros de sangre artificial que puede ser bombeada hasta en 4 vasos simultáneamente. Debido al diseño de la mochila el suministro de sangre no es obvio para ver y se integra perfectamente en su escenario de entrenamiento. El depósito tiene una abertura extra grande para facilitar el vaciado y la limpieza.