



TEJIDO DE PIEL SIMULADO

SKU: MFS268

Categorías: [Cirugía - Sutura - Grapado](#),
[Habilidades Clínicas](#), [Simuladores Médicos](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



VARIACIONES

Imagen	SKU	Versión
	MFS269	Básica
	MFS270	Avanzada

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El inserto de tejido subcuticular se utiliza en la práctica de todos los métodos de cierre, la almohadilla de tejido viene compuesta por 4-5 capas de acuerdo a su versión y todas las capas aceptan métodos de cierre adhesivos y de vendaje. Durante el uso, la capa de piel no propaga un desgarro y sostendrá adecuadamente una sutura. Las placas de tejido pueden guardarse para su evaluación o reutilizarse varias veces.

Versión:

Básica.

Avanzada.

Versión Básica: El inserto de tejido básico se utiliza para la práctica de métodos de cierre básicos. La placa de tejido está formada por 4 capas desarrolladas para adaptarse al tacto de la epidermis, la dermis, la grasa y el músculo. Todas las capas aceptan métodos de cierre adhesivos y de vendaje. El producto es totalmente respetuoso con los animales y no ensucia. Durante su uso, la capa de piel no propaga un desgarro y sujetará adecuadamente una sutura. Las placas de tejido pueden guardarse para su evaluación o reutilizarse varias veces.

Versión Avanzada: El inserto de tejido subcuticular se utiliza en la práctica de todos los métodos de cierre habituales. La placa de tejido está formada por 5 capas desarrolladas para que coincidan con el tacto de la epidermis, la dermis, la grasa y el músculo, e incluye una capa subcuticular mejorada. La capa subcuticular puede ser perforada lateralmente y sostendrá una sutura para simular la unión de los tejidos. La capa de grasa se disecciona de forma realista y no retiene un punto de sutura.