

TRAJE DE SIMULACIÓN DE EDAD AVANZADA

SKU: 107-000

Categorías: [Cuidados del Paciente](#), [Habilidades Clínicas](#), [Simuladores Médicos](#), [Terapia y Rehabilitación](#), [Trajes de Envejecimiento - Hemiplejía](#)



GALERÍA DE IMÁGENES



VARIACIONES

Imagen

SKU

Versión



107-100

Standard



107-200

Talla L

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Permite demostrar los inconvenientes que experimentan los ancianos debido a sus cambios musculoesqueléticos visuales y auditivos que ocurren con la edad.

Habilidades:

- Dificultad de capacidades auditivas.
- Campo visual reducido acompañado de la dificultad en la distinción de colores y letras.
- Dificultad para doblar las articulaciones.
- Dificultad para subir y bajar escaleras
- Dificultad para sentarse y pararse de una silla igual que la práctica de ir al baño.

Se encuentra disponible en 2 versiones:

- Versión Standard: para individuos con una altura entre 1.50-1.70 m.
- Versión Talla L: para individuos con una altura entre 1.70-1.85 m.

Características:

- Las correas de los sujetadores y lazos son ajustables.
- Contiene restrictores de movimiento articular en rodilla y codo.
- Se puede experimentar una reducción de la potencia muscular con pesas en la muñeca y el tobillo, reducción del tacto con los guantes.
- Se puede experimentar una postura encorvada usando el protector de espalda.
- Pérdida de la visión periférica y los cambios en la función visual debido a cataratas usando gafas protectoras.
- Los tapones para oídos crean un bloqueo del rango de sonido de alta frecuencia.
- El uso de estos simula la presbiacusia lo que dificultara escuchar sonidos de alta frecuencia.

Contiene:

- 1 Tapones para los oídos (50 pares); 1 Guantes (10 pares); 1 Gafas; 1 Par de restrictores de codo (para ambos codos); 1 Par de restrictores de rodilla (para ambas rodillas); 1 Par de restrictores de dedo (para ambas manos); 1 Protector de espalda; 1 Pesas de muñeca (500 g); 1 Par de pesas en los tobillos 1000g (para ambas muñecas); 1 Par de bastón (plegable) (para ambos tobillos); 1 Babero de entrenamiento; 1 Bolsa de almacenamiento.