



TRAJE DE SIMULACIÓN DE EDAD II

SKU: MFS708

Categorías: [Cuidados del Paciente](#), [Simuladores Médicos](#), [Trajes de Envejecimiento - Hemiplejia](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



VARIACIONES

Imagen

SKU

Versión



MFS709

Talla S



MFS710

Talla M

Imagen

SKU

Versión



MFS711

Talla L



MFS712

Talla LL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Traje diseñado sobre una base de datos y que permite al usuario experimentar cambios físicos debido al envejecimiento, con el cual puede presentarse dificultad para caminar, sentarse diariamente y subir o bajar escaleras, además el traje está diseñado con pesos para notar el deterioro de las articulaciones y extremidades en edad avanzada y así restringir sus movimientos.

Versiones:

- Talla S.
- Talla M.
- Talla L.
- Talla LL.

Especificaciones

Talla S

- Estatura recomendada 145cm-155cm.
- Peso 200 g de pesos para brazos (4 piezas), 400 g de pesos para piernas (4 piezas).
- Color verde.

Talla M

- Estatura recomendada 155cm-165cm.
- Peso 200 g de pesas para brazos (4 piezas), 400 g de pesas para piernas (4 piezas).
- Color amarillo.

Talla L

- Estatura recomendada 165cm-175cm.
- Peso 250 g de pesas de brazos (4 piezas), 500 g de pesas de piernas (4 piezas).
- Color naranja.

Talla LL

- Estatura recomendada 175cm-185cm.
- Peso 300 g de pesas de brazos (4 piezas), 600 g de pesas de piernas (4 piezas).
- Color verde.

Todas las versiones contienen:

- 1 Gafas especiales; 40 tapones para los oídos; 10 pares de guantes; 1 Tobillo de 4 pesas; 1 Muñeca de 4 pesas; 1 bastón; 1 bolsa de almacenamiento; 100 Fundas cinturón.