



TRAJE DE SIMULACIÓN DE HEMIPLEJÍA

SKU: MFS699

Categorías: [Cuidados del Paciente](#), [Simuladores Médicos](#), [Trajes de Envejecimiento - Hemiplejía](#)


GALERÍA DE IMÁGENES



Recommended stature 155cm ~ 165cm	
Shoe size	M size 22.5cm ~ 24cm
Body color	Yellow

Recommended stature 165cm ~ 175cm	
Shoe size	L size 25cm ~ 27cm
Body color	Orange

VARIACIONES

Imagen	SKU	Versión						
 <table border="1" data-bbox="97 645 400 694"> <tr> <td>L size</td> <td>Recommended stature 165cm - 175cm</td> </tr> <tr> <td>Shoe size</td> <td>L size 25cm - 27cm <black></td> </tr> <tr> <td>Body color</td> <td>Orange</td> </tr> </table>	L size	Recommended stature 165cm - 175cm	Shoe size	L size 25cm - 27cm <black>	Body color	Orange	MFS700	Talla M
L size	Recommended stature 165cm - 175cm							
Shoe size	L size 25cm - 27cm <black>							
Body color	Orange							
	MFS701	Talla L						

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Traje diseñado para simular un paciente con hemiplejía y así poder experimentar sus inconvenientes a través de un paciente real.

Versiones:

- Versión Talla M:

Estatura recomendada: 155 cm ? 165 cm.

Talla de zapato: Talla M 22.5cm ? 24.5cm "beige".

Color del cuerpo: Amarillo.

- Versión Talla L:

Estatura recomendada: 165cm ? 175cm.

Tamaño del zapato: talla L 25cm ? 27cm "negro".

Color del cuerpo: naranja.

Características:

- Puede experimentar hemiplejía derecha o izquierda.

- Cada equipo se fija para que uno pueda experimentar una condición similar a tener articulaciones rígidas debido a la hemiplejía, pero al usar el cinturón de goma, es posible ajustar la tensión. (Para que se pueda hacer frente a un suceso inesperado mientras se experimenta).

- El bastón es útil para varios movimientos, y se sentirá con fuerza su necesidad.

- Los zapatos en realidad fueron diseñados para personas discapacitadas.

- Viene con una bolsa y es compacto, por lo que su transporte y almacenamiento es fácil.

- El traje (chaqueta) es lavable.

Habilidades:

Caminando:

- La irritación y el miedo de no poder atravesar rápidamente un paso de peatones.

- La necesidad de un bastón al caminar.

- El miedo a estar en una multitud.

Alpinismo:

- La dificultad de subir y bajar escalones.

- La dificultad y ansiedad de subir y bajar de autobuses / trenes / coches.

- La dificultad de levantarse y sentarse para usar el baño, etc.

Ambas versiones contienen:

- 1 Par de zapatos; 1 Equipo de tobillo; 1 Equipo de rodillas; 1 Equipo de muñeca; 1 Bastón; 1 Bolsa de almacenamiento.