



## TRAJE PARA SIMULACIÓN DE EDAD

---

**SKU:** MFS150

**Categorías:** [Cuidados del Paciente](#), [Habilidades Clínicas](#), [Simuladores Médicos](#), [Terapia y Rehabilitación](#), [Trajes de Envejecimiento - Hemiplejía](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este simulador fue desarrollado como resultado de una investigación a largo plazo sobre la simulación de edad. Este traje transmite los principales efectos del envejecimiento, lo que le permite cambiar su punto de vista para alcanzar sus objetivos educativos. EASI lo ayudará si trabaja con personas mayores y desea comprender su visión del mundo que las rodea y sus necesidades.

Proporciona:

- Mayor experiencia de gravedad debido a la reducción de la fuerza muscular debido al envejecimiento (fisiológico después de los 30 años).
- Cambios en el reconocimiento de los sentidos, especialmente en los campos de la visión y el oído, así como en la capacidad para agarrar y caminar.
- Limitación progresiva del movimiento especialmente en la zona de la columna, así como en la zona de los hombros y la cadera.

El simulador de edad consta de:

- Visera con láminas de simulación intercambiables (cataratas, glaucoma y DMAE). Las láminas se pueden cambiar de forma rápida y sencilla mediante un sistema magnético.
- Chaleco y pantalones cortos lastrados, ajustables a la talla y al grado de discapacidad.
- Zapatos y guantes con peso, talla ajustable.
- Conexiones de goma modulares entre cabeza y tronco, así como brazos y tronco. Ajustable al grado de discapacidad.
- Bolsa trolley resistente para transporte y almacenamiento.
- Instrucciones de uso del simulador.
- Hemiparesia - módulo en desarrollo, pronto estará disponible como opción.