



## ÚTERO CON TEJIDO SINTÉTICO

---

**SKU:** MFS922

**Categorías:** [Habilidades Clínicas](#), [Imagenología](#), [Órganos para Diagnóstico por Imagen](#), [Órganos y Tejidos para Procedimientos Quirúrgicos](#), [Simuladores Médicos](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo fabricado de tejido sintético hecho de sal, agua y fibra, que ofrecen realismo al tacto.

Características del órgano: Compleja estructura multicomponente con cuello uterino, orificio interno y externo, trompas de Falopio y ovarios. Este órgano también está disponible con vasculatura arterial y venosa patente, y una variedad de patologías y estados de embarazo.

Opciones: Si necesita tejido personalizado, patología, opciones de embarazo o cualquier personalización adicional pueden incluirse en la fabricación del producto (consultar al proveedor por costos adicionales).

Usos típicos: Se incorporan a sistemas de modelos complejos para la formación en histerectomía y cirugía pélvica con cabestrillo.

Equipos de imagen: Compatibles con todos los equipos de diagnóstico por imagen conocidos, incluidos resonancia magnética, tomografía computarizada, fluoroscopia y ecografía.

Equipo quirúrgico: Compatible con todos los dispositivos quirúrgicos conocidos, incluidos láseres, ablación por RF, dispositivos bipolares, monopolares y armónicos.