



VESÍCULA BILIAR CON TEJIDO SINTÉTICO

SKU: MFS909

Categorías: [Habilidades Clínicas](#), [Imagenología](#), [Órganos para Diagnóstico por Imagen](#), [Órganos y Tejidos para Procedimientos Quirúrgicos](#), [Simuladores Médicos](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El diseño estructural se basa en una amalgama de imágenes de TC y RM de pacientes reales, y los tejidos sintéticos empleados en la construcción se han validado con respecto a las propiedades mecánicas, fisicoquímicas, térmicas y dieléctricas del tejido vivo. Fabricado de tejido sintético hecho de sal, agua y fibra, que ofrecen realismo al tacto.

Características del órgano: Cubierta externa muscular con revestimiento mucoso interno.

Usos típicos: Este órgano se utiliza en una línea de simuladores humanos de cuerpo completo. También se incorporan a sistemas modelo complejos para la investigación de tratamientos de cálculos biliares.

Equipos de imagen: Compatibles con todos los equipos de diagnóstico por imagen conocidos, incluidos IRM, TC, fluoroscopia y ultrasonidos.

Equipos quirúrgicos: Compatible con todos los dispositivos quirúrgicos conocidos, incluidos láseres, ablación por RF, dispositivos bipolares, monopolares y armónicos.