



VIENTRE DE INYECCIÓN AVANZADA

SKU: MF1386

Categorías: [Autoexaminación - Educación al Paciente](#), [Catéteres - Vías Venosas y Arteriales](#), [Educación sobre la Diabetes](#), [Inyección](#), [Simuladores Médicos](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Réplica estomacal es una herramienta diseñada para mostrar cómo insertar y girar correctamente el equipo de infusión para bombas de insulina, evitando el área de 2 pulg. (5 cm) alrededor del ombligo y también brindando muchos tipos de autoinyecciones (incluida la pluma).

Esta fabricado de un material que crea una experiencia más realista. Tiene una piel real con lo que se siente como tejido estomacal real, junto con la capacidad de pellizcar la piel. El respaldo evita que las agujas pasen. Las correas ajustables permiten que el estómago se adhiera a un maniquí o paciente humano para la práctica de simulación. El material blando se puede perforar repetidamente sin mostrar agujeros.

No se recomienda la inyección de líquidos. Fabricado con un sistema de gestión de calidad certificado como conforme a la norma ISO 9001.