


ALMOHADILLA DE HEMOSTASIA

SKU: MFV73
Categorías: Atención Primaria, Suturas, Veterinaria

Copyright © 2021 Medical Factory

GALERÍA DE IMÁGENES





Copyright © 2021 Medical Factory

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Simulador de entrenamiento quirúrgico avanzado. La almohadilla de hemostasia tiene una sensación inmensamente realista y presenta la epidermis, la dermis, las capas subcutáneas y los vasos sanguíneos.

Aspectos generales:
- Los alumnos pueden realizar incisiones en los vasos sanguíneos y realizar hemostasia, arteriotomía longitudinal, anastomosis de extremo a extremo y ligadura.
- Otra función secundaria de la almohadilla de hemostasia permite a los alumnos practicar también sus habilidades de sutura en una superficie realista.
- Esta almohadilla mide aproximadamente 12X12X0.5 ?. Tiene un área de superficie aproximadamente 15 veces más grande que nuestro parche de sutura.
- Los alumnos deben poder realizar unas 50 incisiones en toda la superficie de la almohadilla, dependiendo del tamaño de las incisiones.
- La almohadilla de hemostasia viene en su propia caja especialmente diseñada y un paquete de sangre artificial.

Nota: La bolsa de goteo intravenosa y el soporte se pueden comprar por separado.

Copyright © 2021 Medical Factory