

ALMOHADILLA DE INYECCIÓN PEQUEÑA "PADDY"

SKU: MFS255
Categorías: Catéteres - Vías Venosas y Arteriales, Inyección, Inyección Intradérmica - Subcutánea (SC o SubQ), Inyección Intramuscular (IM) - Vacunación, Inyección Intravenosa (IV) - Punción Venosa, Simuladores Médicos

Copyright © 2021 Medical Factory

GALERÍA DE IMÁGENES





Copyright © 2021 Medical Factory

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Diseñado para el entrenamiento de inyecciones, permite practicar 4 tipos diferentes de inyecciones con aguja: Intramuscular, Intradérmica, Intravenosa y Subcutánea. En la superficie de la almohadilla hay una capa de epidermis extraíble que permite simular un "habón" durante las inyecciones intradérmicas. La resistencia a la punción de la piel, así como la resistencia a lo largo de la inyección, imitan de cerca la sensación de una inyección real. La almohadilla tiene drenaje en la parte inferior, por lo que puede utilizarse con siringas llenas de líquido.

https://www.youtube.com/watch?v=DunytlzI1nU
https://www.youtube.com/watch?v=5FZUKO9aet0

Copyright © 2021 Medical Factory