



ALMOHADILLA DE SUTURA TRANSPARENTE II

SKU: MFV70
Categorías: Atención Primaria, Suturas, Veterinaria

Copyright © 2021 Medical Factory

GALERÍA DE IMÁGENES





Copyright © 2021 Medical Factory

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo que se hace transparente para permitir que los técnicos veterinarios y los estudiantes de medicina estudien y analicen su trabajo mientras les permite practicar su sutura en un área de superficie más grande.

Se puede utilizar repetidamentey se pueden realizar incisiones en toda la superficie del parche.

Las dimensiones de la almohadilla son aproximadamente 9.5 ? X 6.5 ? X 0.5?.

Copyright © 2021 Medical Factory