

ALMOHADILLA DE TEJIDO MUSCULAR

SKU: MFS931
Categorías: Habilidades Clínicas, Órganos y Tejidos para Procedimientos Quirúrgicos, Simuladores Médicos

Copyright © 2021 Medical Factory

GALERÍA DE IMÁGENES





Copyright © 2021 Medical Factory

VARIACIONES

Imagen	SKU	Versión
	MFS932	10 cm x 10 cm
	MFS933	20 cm x 20 cm

Copyright © 2021 Medical Factory

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La placa de tejido muscular se compone de piel, grasa subcutánea y músculo esquelético de adultos, esta placa es de 5 mm de grosor.

La piel estándar de un adulto presenta una fuerza de penetración media de aproximadamente 2N. Se trata de una fuerza de penetración típica para la mayor parte de la piel del cuerpo humano (por ejemplo, cara, antebrazo, ingle, etc.). La piel que presenta valores de penetración mayores se encuentra normalmente en las zonas más gruesas o callosas del cuerpo (por ejemplo, abdomen, parte inferior de la espalda, etc.).

La construcción básica del modelo emplea nuestros tejidos humanos sintéticos patentados. Estos materiales están diseñados a partir de pruebas físicas realizadas en tejidos vivos reales.

Versiones:
- 10 cm x 10 cm.
- 20 cm x 20 cm.

Copyright © 2021 Medical Factory