


ALMOHADILLA DE ULTRASONIDO - CUERPOS EXTRAÑOS

SKU: MFS831
Categorías: Imagenología, Simuladores Médicos, Ultrasonido

Copyright © 2021 Medical Factory

GALERÍA DE IMÁGENES









Copyright © 2021 Medical Factory

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Simulador sanitario excelente para aprender la valiosa habilidad de localizar cuerpos extraños en tejidos blandos, especialmente los radiotransparentes. El material de simulación del paciente es de color carne con la sensación táctil y la resistencia a la punción del tejido humano. No incluye ecógrafo.

Aspectos generales:
- Incluye seis cuerpos extraños diferentes a distintas profundidades: Balines; Fragmentos de vidrio; Agujas de metal; Virutas de metal; Astillas de madera; Grapas de metal.
- Tono carne y curvado con un contorno que imita a los pacientes.
- Calidad de imagen excepcional.
- Disponible en tonos de piel claros y oscuros.

Copyright © 2021 Medical Factory