





ALMOHADILLAS DE ENTRENAMIENTO DE SUTURA

SKU: MFV151
Categorías: Atención Primaria, Suturas, Veterinaria

Copyright © 2021 Medical Factory

VARIACIONES

Imagen	SKU	Versión
	MFV152	Almohadilla de Sutura Multicapa
	MFV153	Almohadilla de Sutura Multicapa Canina
	MFV154	Almohadilla de Sutura para Órganos Huecos

Copyright © 2021 Medical Factory

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Almohadillas para la práctica de suturas en distintas superficies.

Versiones:
- Almohadilla de sutura multicapa: Consta de cuatro (4) capas destinadas a representar la dermis, subcutánea, línea y fascia transversal.
- Almohadilla de sutura multicapa canina: - Cuentan con pezones y ombligo y (4) capas destinadas a representar la dermis, subcutánea, línea y fascia transversal.
- Almohadilla de sutura para órganos huecos: Consta de una (1) capa, destinada a representar un órgano hueco.

Base de almohadilla de sutura (reemplazable no incluido).
- Tiene ventosas que se adhieren a superficies lisas.
- Carcasa de plástico ABS termoformado con alfileres de sujeción para almohadillas de sutura.
- Puede almacenarse en el interior de la base cuando no esté en uso.
- Se suministra con dos inserciones de espuma. El inserto de espuma sólida se utiliza con la almohadilla de sutura multicapa. Espuma perimetral. El inserto se utiliza con la almohadilla de sutura para órganos huecos.

Copyright © 2021 Medical Factory