CUERPO COMPLETO ADULTO PARA RADIOGRAFÍA - TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA - ULTRASONIDO

SKU: MFS851
Categorías: Imagenología, Radiología (Resonancia Magnética, TAC, Radiografía), Simuladores Médicos, Ultrasonido



Copyright © 2021 Medical Factory



Copyright © 2021 Medical Factory

Copyright © 2021 Medical Factory

GALERÍA DE IMÁGENES




Copyright © 2021 Medical Factory

VARIACIONES

Imagen	SKU	Versión
	MFS852	Sin Músculos

Copyright © 2021 Medical Factory

Imagen	SKU	Versión
	MFS853	Con Músculos

Copyright © 2021 Medical Factory

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este simulador de cuerpo entero para adultos es un producto de formación compatible con Rayos X/Tomografía computarizada y ultrasonido. La principal aplicación de este simulador es la formación y demostración de diversas técnicas de posicionamiento de pacientes en radiología. Otros usos incluyen la experiencia práctica con técnicas de diagnóstico por imagen y la evaluación visual para encontrar las condiciones óptimas de exploración.

El modelo se basa en un cuerpo masculino adulto que pesa unos 70 kg (154 lb) y mide 175 cm (69 in) de altura.

Los huesos tienen una estructura realista de tres capas con porosidad interior, que puede ajustarse según los requisitos del proyecto concreto. Personalizable con diferentes patologías (lesión, tumor, infección, anomalía) bajo pedido. Este fantoma de posicionamiento puede pedirse en versión translúcida o del color de la piel (opaca).

Versiones:
- Sin Músculos.
- Con Músculos.

La diferencia entre versiones es que la versión con músculos es mejorada específicamente para imitar la estructura muscular principal de brazos y piernas con sus músculos principales.

Anatomía de ambas versiones:
- Cuerpo humano completo (10 partes).
- Material realista que imita los tejidos del cuerpo.
- Hombros giratorios (360° alrededor y 180° hacia los lados).
- Articulaciones móviles de cadera, rodilla y codo.
- Cabeza, torso y extremidades desmontables.
- Cabeza de adulto: cráneo, cerebro, tejido cerebral, materia gris y blanca, cavidades aéreas, seno frontal con entrehierros, marcas de alineación.
- Torso adulto: Columna vertebral; caja torácica; hombros; clavículas; pelvis.
- Órganos del torso: Tráquea; Corazón; Pulmones; Diafragma; Hígado; Vesícula biliar; Estómago; Riñones; Bazo; Páncreas; Intestinos grueso y delgado; Vejiga; Próstata.
- Aspecto transparente o que imita la piel.
- Brazos Adultos: Húmero; Articulaciones del Codo; Radio; Cúbito; Muñeca; Dedos.
- Piernas Adultas: Fémur; Articulaciones de la rodilla; Tibia; Peroné; Pie; Dedos.

Incluido en el pedido:

Copyright © 2021 Medical Factory

- Simulador de cuerpo completo adulto(con o sin músculos de acuerdo a la versión); Manual del usuario/Instrucciones de montaje; Estuche de transporte rígido.

Materiales utilizados:
- Tejidos blandos y órganos: Composición de resina blanda a base de uretano.
- Huesos sintéticos: Material compuesto patentado a base de epoxi reforzado con cerámica.

https://www.youtube.com/watch?v=ojGURQNSGY0

https://www.youtube.com/watch?v=GnA7z_zIgco

https://www.youtube.com/watch?v=3l1l_Se1zKg

Copyright © 2021 Medical Factory