

"ENTRENADOR AVANZADO DE VENOPUNCIÓN - 4 VENAS (INCLUYE BOLSO DE TRANSPORTE)

SKU: MFS819
Categorías: Catéteres - Vías Venosas y Arteriales, Inyección, Inyección Intravenosa (IV) - Punción Venosa, Simuladores Médicos

Copyright © 2021 Medical Factory

GALERÍA DE IMÁGENES



Copyright © 2021 Medical Factory

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo que presenta cuatro venas azules apenas perceptibles en tres tamaños diferentes, con la cuarta vena profundamente colocada, cuando el catéter intravenoso entra en la vena, un "flashback" realista de sangre simulada confirma la colocación adecuada de la aguja, lo que ayuda a desarrollar la coordinación ojo-mano, la confianza y mejora la competencia, al tiempo que garantiza la seguridad del paciente.

Configuración rápida y sencilla, además se puede acceder numerosas veces.

https://www.youtube.com/watch?v=0Ewskb1JtV4&ab_channel=VATA

https://www.youtube.com/watch?v=W1qaYTk9bCM&feature=emb_title&ab_channel=VATA

Copyright © 2021 Medical Factory