

ENTRENADOR DE ALIMENTACIÓN POR SONDA II

SKU: MFS724
Categorías: Alimentación Nasogástrica (NG), Simuladores Médicos, Soporte Vital, Succión

Copyright © 2021 Medical Factory

GALERÍA DE IMÁGENES







Copyright © 2021 Medical Factory

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo de entrenamiento diseñado para la práctica de procedimientos de alimentación tanto por sonda como de succión.

Habilidades:
- Inserción de catéter: Es posible la inserción de catéter nasal / oral.

- Confirmación de alcance del catéter: La llegada del catéter al estómago se puede confirmar aspirando jugo gástrico (agua) o auscultando el sonido de una burbuja después de inyectar aire con una jeringa (estetoscopio no incluido).

- Cuidado del portador de la fístula gástrica: Posibilidad de practicar el cuidado del portador de fístula gástrica. Se puede inyectar el nutriente real (nutriente, fórceps, algodón no incluidos).

- Succión: Además de la succión asociada a la alimentación por sonda, es posible una función de succión simple en la sonda de intubación y la cánula traqueal (cánula, tubo de succión no incluidos).

Características:
- Se puede configurar en la posición adecuada, como la posición semisentada: la cabeza se mueve hacia la izquierda y hacia la derecha.

- Utilizando la marca de la apófisis xifoides como indicador, se puede medir la longitud de inserción del catéter y permite usar catéteres en un rango de tamaño de 5 -15Fr.
- Modelo de mantenimiento sencillo: Los tanques son fácilmente extraíbles, para su limpieza con agua, la parte de la cabeza también es extraíble, para una limpieza más cuidadosa.

Contiene:
- 1 Torso de entrenamiento; 1 Catéter de alimentación por sonda; 1 Jeringa tipo punta de catéter; 1 Botón de estoma; 1 Pseudo cánula traqueal; 1 Lubricante; 1 Pseudoesputa; 1 Recipiente para mezclar pseudo esputos; 1 Muddler para mezclar pseudoesputas; 1 Tapón de silicona; 1 Bandeja; 1 Estuche de almacenamiento.

https://www.youtube.com/watch?v=mGboCnPrVm0

Copyright © 2021 Medical Factory