

ENTRENADOR DE PUNCIÓN SUBCUTÁNEA PARA ANIMALES PEQUEÑOS

SKU: MFV37
Categorías: Catéteres - Vías Venosas y Arteriales, Especies, Inyección Intradérmica - Subcutánea (SC o SubQ), Simuladores Caninos, Simuladores Felinos, Veterinaria

Copyright © 2021 Medical Factory

GALERÍA DE IMÁGENES





Copyright © 2021 Medical Factory

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

En esta almohadilla de tejido multicapa se pueden practicar de forma realista las inyecciones subcutáneas en perros y gatos. La superficie similar a la piel puede palparse en cutis y subcutis y permite levantar un pliegue de piel para localizar la profundidad de inyección correcta. Se pueden aplicar volúmenes de inyección más pequeños en la almohadilla y se pueden entrenar diferentes ángulos y profundidades de inyección.

La superficie blanda se cierra tras la inyección y permite aplicar múltiples inyecciones. El entrenador incluye un soporte con ventosas para una fijación segura a la mesa.

Copyright © 2021 Medical Factory