

ENTRENADOR DE ULTRASONIDO "SONOTRAIN"

SKU: 104-600
Categorías: Imagenología, Simuladores Médicos, Ultrasonido


Copyright © 2021 Medical Factory

GALERÍA DE IMÁGENES











VARIACIONES

Imagen	SKU	Versión
	104-700	Venas
	104-800	Cuerpos Extraños
	104-900	Vesícula Biliar

Copyright © 2021 Medical Factory

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El material simula la sensación de los tejidos blandos real para llevar a cabo las palpaciones, las inyecciones, la muestra y textura realista y la ecogenicidad en las imágenes de ultrasonido. Es una excelente herramienta de enseñanza para la formación básica, para la mejora Y destreza en la coordinación de las habilidades de mano-ojo.

Características:
- Fácil de usar.
- Económico.
- Ecogenicidad.

Disponible en 3 versiones:

1- Modelo de Venas: Bloque de ultrasonidos con tres vasos sanguíneos de 4, 8 y 15 mm de diámetro con flujo de fluido ajustable. Posibilidad de punciones e inyecciones, además de canales de inyección auto-obturadores.

2- Modelo de Cuerpos Extraños: Bloque de ultrasonidos con 6 cuerpos extraños distintos, las tabletas, pedazo de vidrio, clavo, proyectil, escamas sueltas y virutas de madera, se detectan y reconocen claramente.

3- Modelo de Vesícula Biliar: Este bloque de ultrasonidos con tres vesículas biliares, cada una con distintas patologías: Cálculos biliares (diámetro: 8 y 10 mm), pared de vesícula biliar engrosada y depósito de lodos biliares. Los cálculos biliares y el depósito de lodos biliares se mueven a medida que se cambia la posición del bloque, como ocurre en un paciente real.

El dispositivo de ultrasonidos no esta incluido.

https://www.youtube.com/watch?v=v-E6k5tNb_4

Copyright © 2021 Medical Factory