

ENTRENADOR DE VÍA AÉREA PEDIÁTRICO

SKU: MFS986
Categorías: Imagenología, Manejo de Vía Aérea - Intubación, Radiología (Resonancia Magnética, TAC, Radiografía), RCP - DEA - Emergencias, Simuladores Médicos

Copyright © 2021 Medical Factory

GALERÍA DE IMÁGENES







Copyright © 2021 Medical Factory

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Simulador médico realista diseñado para enseñar las habilidades asociadas a la intubación oral en niños. Permite aprender y dominar las técnicas quirúrgicas en material libre de riesgo biológico que se ve, se siente y se comporta como el tejido humano vivo.

Este modelo incluye una cavidad oral realista con paladar duro y blando, lengua, úvula, epiglotis y cuerdas vocales, lo que proporciona naturalidad a la formación y permite a los estudiantes desarrollar eficazmente sus habilidades quirúrgicas. El cuello blando con cricocartílago permite a los usuarios realizar la maniobra de Sellick para obtener una mejor visión de la laringe y/o reducir el reflujo gástrico.

Habilidades relevantes: Ejercicios de intubación y manejo de la vía aérea.

Componentes incluidos: Torso superior pediátrico, nariz, boca, esófago, paladar duro y blando, lengua, tráquea, epiglotis, laringe y sistema de almacenamiento.

Compatibilidad de equipos: Equipos de diagnóstico por imagen (ecografía, resonancia magnética, tomografía computarizada, rayos X, etc.), tubos traqueales, escalpelos, tenáculos, agujas de aneurisma, pinzas arteriales, directores estriados, pinzas hemostáticas, pinzas de disección, tijeras, tenótomos, dilatadores traqueales, ligaduras, dispositivos de autosutura y autostapling y catéteres.

Copyright © 2021 Medical Factory