

FANTOMA DE ULTRASONIDO FUNDAMENTAL

SKU: MFS647
Categorías: Imagenología, Simuladores Médicos, Ultrasonido

Copyright © 2021 Medical Factory

GALERÍA DE IMÁGENES



Copyright © 2021 Medical Factory

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este modelo ayuda a los ecografistas con los entrenamientos básicos.

Características:
Fantoma para manipulación básica del transductor de ultrasonido. Reconocimiento de forma, ecogenicidad, distancia y práctica de tareas de transductor horizontales, que son todo lo que se puede aprender con este fantoma oval.

Técnicas:
- Interpretación de la forma de los objetos tridimensionales con las imágenes transversales 2D.
- 10 Objetos están incrustados.
- Ajustar la compensación de la ganancia variable con el tiempo.
- Medir las dimensiones y distancia.
- Manejo de transductor para obtener la imagen transversal 2D precisa.
- Superficies plana y esferoidal proveen una variación de dificultades.

Copyright © 2021 Medical Factory