

KIT DE ENTRENAMIENTO PARA SUTURA CON ALMOHADILLA TRANSLÚCIDA

SKU: MFS767
Categorías: Cirugía - Sutura - Grapado, Habilidades Clínicas, Simuladores Médicos

Copyright © 2021 Medical Factory

GALERÍA DE IMÁGENES











Copyright © 2021 Medical Factory

VARIACIONES

Imagen	SKU	Versión
	MFS768	Sutura 3-0
	MFS769	Sutura 4-0

Copyright © 2021 Medical Factory

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los kits de formación de sutura de 1 capa, combinan una almohadilla de sutura con un conjunto de instrumentos de sutura y tres paquetes de sutura de práctica no estéril de 3-0 o 4-0.

Versiones:
- Suturas 3-0.
- Suturas 4-0.

Nota: Las variantes se refieren al tamaño de la sutura.

Instrumentos incluidos en los kits:
- 1 Bisturí desechable del nº 10; 1 Pinza para tejidos Adson (1x2); 1 Tijera de sutura; 1 Porta agujas Mayo Hegar de 6".

Copyright © 2021 Medical Factory