

MODELO DE RODILLA CON ENDOPÓTESIS

SKU: MFA-577
Categorías: Modelos Anatómicos, Modelos de Huesos del Cuerpo Humano, Modelos Esqueléticos

Copyright © 2021 Medical Factory

GALERÍA DE IMÁGENES



Copyright © 2021 Medical Factory

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este modelo de rodilla a tamaño real está hecho de plástico transparente y muestra gráficamente la posición y el funcionamiento de una endoprótesis de rodilla. La prótesis reproducida se puede extraer y sustituir del modelo, lo que permite explicar el procedimiento de forma muy clara durante la educación del paciente y la preparación de la operación. La endoprótesis está hecha de metal y se corresponde casi con una prótesis real en cuanto a peso y tamaño. Gracias a los huesos transparentes, la posición y la función de la prótesis son claramente visibles.

Copyright © 2021 Medical Factory