


# MODELO DE TRATAMIENTO DE ÚLCERAS DE DECÚBITO

**SKU:** MFS516
**Categorías:** Cuidado de Úlceras por Presión y Decúbitos, Cuidados del Paciente, Simuladores Médicos

Copyright © 2021 Medical Factory

## GALERÍA DE IMÁGENES






Copyright © 2021 Medical Factory

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este modelo es una proyección de una úlcera de decúbito en la región sacra que muestra las etapas por separado de I a IV, permite la aplicación ungüentos tópicos y procedimientos quirúrgicos en cada tipo de ulcera. Es adaptable a modelo humano o individual para el entrenamiento.

Características:
- Se utilizan 6 capas de la piel para representar las etapas I a IV para comprender la clasificación de cada etapa.
- Piel fabricada de goma de silicona para apariencia y textura realista.
- Las 6 piezas se pueden juntar en capas una a una para mostrar la progresión de la ulcera.
- La pintura de la superficie puede desprenderse.

Etapas de las Úlceras de Decúbito:

Etapa I
- Destello de piel circunscrito.
- No hay cambios en la piel pálida por presión.
- No hay lesiones en la epidermis.

Etapa II
- Defecto parcial de la piel, incluida la epidermis y la dermis.
- Se observan ampollas y erosión.

Etapa III
- Defecto en el alcance del tejido subcutáneo.
- A veces se forma el bolsillo.

Etapa IV
- Defecto profundo hasta el músculo, hueso y tejido de soporte.
- Se forma un bolsillo y, a veces, se requiere cirugía para el tratamiento.

Copyright © 2021 Medical Factory