

MÓDULO DE FORMACIÓN EN SUTURA DE EPISIOTOMÍA PARA SIMULADOR DE PARTO

SKU: MFS325
Categorías: Cirugía - Sutura - Grapado, Episiotomía, Ginecología - Obstetricia, Habilidades Clínicas, Simuladores Médicos

Copyright © 2021 Medical Factory

GALERÍA DE IMÁGENES











Copyright © 2021 Medical Factory

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Entrenador de sutura de episiotomía para formación realista en habilidades obstétricas

El módulo de formación en sutura de episiotomía P96 mejora el Simulador de Parto Pro o Básico.
con suturas de episiotomía posparto e insertos del entrenador para habilidades de reparación. La piel suave admite suturas reales y permite que el alumno obtenga experiencia en la manipulación de los instrumentos, además de las técnicas de sutura y la atadura de nudos.

Con este módulo, se practican y demuestran fácilmente los cuidados de las siguientes lesiones del parto:
- Mediolateral izquierda.
- Medial o de línea media y mucho más gracias al inserto no cortado.

Características:
- Compatible con el Simulador de Parto Pro y Básico.
- Fácil instalación de distintos insertos y del módulo en el Simulador de Parto.
- Dos insertos caracterizados para episiotomía medial y episiotomía mediolateral con lágrimas en los labios menores.
- Uno de los insertos no está cortado y permite que el alumno elija la posición de episiotomía en la que desea formarse.
- Piel suave realista
- Compatible con el uso de instrumentos de sutura reales.
- Compatible con suturas reales.
- Piel reutilizable duradera.
- Fabricado de material sin látex.

Contiene:
- 1 Base de módulo.
- 2 Insertos de sutura de episiotomía, precortados.
- 1 Inserto de sutura de episiotomía, no cortado.
- Placa de seguridad con 4 tornillos (para inserto opcional en el simulador de parto).

Copyright © 2021 Medical Factory